

表一、高溫高壓蒸氣滅菌鍋安全衛生設施檢點表

項目	內容	檢查方法	檢查結果		
1	安全閥是否有吹洩	試運轉檢查			
2	蒸氣進出管路是否正常排出與流入	目視檢查			
3	鍋體管路支撐體是否穩固	試運轉檢查			
4	列印日期是否正確	試運轉檢查			
5	鍋門有否沉陷與裂痕	試運轉檢查			
6	內外鍋指針歸零	目視檢查			
7	鍋門關閉正常	目視檢查			
8	安全閥功能正常	試運轉檢查			
9	手動開關可運轉	試運轉檢查			
10	門墊圈無漏氣	試運轉檢查			
11	抽真空功能良好	試運轉檢查			
12	管路無漏水漏氣	試運轉檢查			
13	內鍋保持清潔	目視檢查			
14	內鍋過濾網清潔無阻塞	目視檢查			
15	地板排水良好	目視檢查			
16	消防緊急照明	目視檢查			

表二、高溫高壓蒸器滅菌鍋操作紀錄表

日期： 年 月 日

鍋次	鍋號	滅菌物	進鍋時間	滅菌時間	出鍋時間	滅菌溫度	壓力	操作者	查核

表三、高溫高壓蒸氣滅菌鍋測試紀錄表

日期	鍋次	測 試 種 類			
		測試紙	測試膠帶	蒸氣鐘	生物培養苗

註：依：通過(+)、不通過(-)、未作(/)等填入